

## Flocare Infinity pump III

Flocare Infinity pump III er en enteral ernæringspumpe til både stationær og mobil brug.

For at sikre optimal patientsikkerhed, er pumpen udstyret med fem sensorer, og pumpen afgiver tydelige visuelle og hørbare alarmer og advarselsmeddelelser, hvis der opstår problemer, såsom flowstop eller betydelig luft i ernæringssettet. Pumpen alarmerer ved påmindelse om igangsætning samt når det indstillede program er færdigt.

- Intuitiv brugerplade med ergonomisk udformede knapper og de velkendte symboler
- Stor og letlæselig farveskærm
- Passer til ernæringsæt af mærket Flocare Infinity

### Teknisk information:

- Indgivelseshastighed: 1-600 ml/t i 1 ml intervaller
- Kan programmeres i volumeninterval: 1-3500 ml
- Infusionsnøjagtighed +/-5%
- Lithium-ion batteri med 24-timers batterilevetid v/125 ml/t og ca. 6 timers genopladningstid
- Mulighed for indstilling af lyd- og lysniveau
- Vægt: 434 g
- Størrelse: 149 x 119 x 49 mm
- Programmeringsmuligheder:
  - Volumen-Rate (Dosering) af interval 1-3500 ml
  - Rate (Kontinuerlig)
  - Intermittent (Bolus)
- Gemmer automatisk en 30-dages historik
- Mulighed for programmering af personligt program
- Information-knap til hjælp og yderligere information om pumpen
- Home-knap for at kunne navigere tilbage til start
- Forebyggende serviceinterval: senest hvert 5. år

### Rengøring:

- Pumpen kan skylles under rindende vand



# PRODUKTDATABLAD

## Flocare Infinity pump III

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	-
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Ila
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Indikation:</b>	Til enteralt brug
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	Forebyggende serviceinterval: Senest hvert 5. år. Inspektion anbefales hvert 3. år.
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Elektronik affald. Bortskaffes efter gældende retningslinjer
<b>Bemærkninger:</b>	Flocare infinity pumperne opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1124922	Flocare Infinity pump III	Ernæringspumpe til leje	-	-	121825