

PRODUKTDATABLAD

Gibeck Iso-Gard filter, lille, vinklet, ren, med kapnografi port

Ideel til anvendelse i anæstesi og intensiv afdeling.
Kan både bruges til børn og voksne

Dead space: 21 ml
Vægt: 16 g.

Konnektorer: 22M / 15F – 15M

Medium: hydrofobisk dybde filter fremstillet af polypropylen, elektrostatisk ladet

Respirationsvolumen: 150-1000 ml

Flow modstand: Ved 30 l/min, 1,9 cm H₂O

Bakteriel effektivitet > 99,9999%
Viral effektivitet > 99,999%



Indholdsstoffer/materiale: Huset: methyl methacrylate, ethyl acrylate copolymer og polypropylen
Port: ABS
Filter: ikke-vævet luft filtration media

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ila

Steril vare: Nej – produktet er rent

Opbevaring: I original indpakning, væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Efter lokal protokol

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. Nr.
1540413	Gibeck	Iso-Gard bac./virus filter, lille, vinklet	Æske a 50 stk.- karton a 4 æsker	18512

2030-1161-01 / 24.11-2015