

PRODUKTDATABLAD

Gibeck Iso-Gard filter, lige, ren, med kapnografi port

Ideal til anvendelse i anæstesi og intensiv afdeling.
Kan både bruges til børn og voksne

Dead space: 26 ml
Vægt: 22 g.

Konnektorer: 22M / 15F – 15M / 22F

Medium: hydrofobisk dybde filter fremstillet af polypropylen, elektrostatisk ladet

Respirationsvolumen: 150-1000 ml

Flow modstand: Ved 60 l/min, 1,6 cm H₂O

Bakteriel effektivitet > 99,9999%
Viral effektivitet > 99,999%



Indholdsstoffer/materiale: Huset: methyl methacrylate, ethyl acrylate copolymer og polypropylen
Port: ABS
Filter: ikke-vævet luft filtration media

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ila

Steril vare: Nej – produktet er rent

Opbevaring: I original indpakning, væk fra direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af vare: Efter lokal protokol

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. Nr.
1540410	Gibeck	Iso-Gard Filter, lige, + kapnografi port	Æske a 25 stk.	J19212

2030-1171-01 / 24.11-2015