

PRODUKTDATABLAD

Gibeck Iso-Gard HEPA Small, maskinfilter

ISO-Gard HEPA Small anvender de samme dokumenterede tovejs bakterielle filtreringsmedier, der anvendes i de større HEPA Light-modeller.

Højt niveau af filtreringsbeskyttelse, mens patienten udånder varme og fugt. Anvendes til voksne og pædiatriske patienter i anæstesi.



Dead space: 29 ml

Vægt: 23 g

Konnektorer: 22F

Flow modstand: Ved 30 l/min, 2,3 cm H₂O

Fugttab: 17 mg H₂O/l ved V_T 500 ml

Fugt output: 20 mg H₂O/l ved V_T 500

Bakteriel effektivitet > 99,99999%

Viral effektivitet > 99,9999%

Ægte hydrofob HEPA-filter,
HEPA klasse 13, effektivitet >99,97%

Glat, let og gennemsigtigt design med lavt dead-space for maksimal komfort for patient og personale.

Pakket enkeltvist.

Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Nej
Opbevaring:	I original emballage og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Gibeck Iso-Gard HEPA Small, maskinfilter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1540406	Gibeck	Iso-Gard HEPA Small, maskinfilter	-	Æske a 25 stk	28062EU