

Brugsvejledning

Suturfjerningssæt, med stitchcutter, Adson pincet og swabs, steril

Engangssæt til fjernelse af suturer med stichcutter.

Sættet indeholder:

- 1 stk. Anatomisk adson pincet, 12 cm
- 1 stk. stitchcutter, 11 cm
- 3 stk. Gaze swabs, 5x5 cm



Indholdsstoffer/materiale:	Medicinsk papir 80 g plast (primær emballagepakning), PE pose (sekundær pakning), TCF karton (tertiær pakning)
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I-S
Steril:	Ja, steriliseret med EO jf. ISO 11135:2014
Opbevaring:	Tørt, uden eksponering fra UV lys eller direkte varmekilder
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding, blød plast og karton. Efter gældende lokale retningslinjer
Bemærkninger:	Kun til engangsbrug

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0815041	Suturfjerningssæt	med stitchcutter, Adson pincet og swabs, steril		Sæt - krt a 60 sæt	9251301