

PRODUKTDATABLAD

Rüsch trachealtube Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril

Transparent trachealtube lavet af vævsvenlig og termosensitiv PVC med High volume/low pressure (HVLP) manchete.

Trachealtuben har en blød atraumatisk spids, kontinuerlig røntgenstribe, semi-siddende konnektor, lavtryksforsegling, Safety Silk overflade samt en sort ring til kontrol af intubationslængde.

Har 1 Murphy eye og tydelig stemmelæbemærkning til identificering af korrekt placering.

Egnet til såvel nasal som oral brug samt til lange intubationer.

Til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale:	Tube af PVC og konnektor af PP
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja, eto- steriliseret
Opbevaring:	Opbevares tørt, mørkt og ved rumtemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch trachealtube Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1883130	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	3,0 mm	Æske a 10 stk.	112682-000030
1883135	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	3,5 mm	Æske a 10 stk.	112682-000035
1883140	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	4,0 mm	Æske a 10 stk.	112682-000040
1883145	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	4,5 mm	Æske a 10 stk.	112682-000045
1883150	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	5,0 mm	Æske a 10 stk.	112682-000050
1883155	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	5,5 mm	Æske a 10 stk.	112682-000055
1883160	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	6,0 mm	Æske a 10 stk.	112682-000060
1883165	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	6,5 mm	Æske a 10 stk.	112682-000065
1883170	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	7,0 mm	Æske a 10 stk.	112682-000070
1883175	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	7,5 mm	Æske a 10 stk.	112682-000075
1883180	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	8,0 mm	Æske a 10 stk.	112682-000080
1883185	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	8,5 mm	Æske a 10 stk.	112682-000085
1883190	Rüsch trachealtube	Super Safety Silk, Murphy, med cuff, steril	9,0 mm	Æske a 10 stk.	112682-000090