

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Bronchopart DL bronchialtube med tilbehør

Bronchopart dobbeltløbet bronchialtube til højre eller venstre side med graduering, semi-siddende konnektorer samt ventiler til Luer og Luer-Lock kanyler.

Bronchialtuben har røntgenmarkering, ekstra manchettermarkering, farveløs tracheal lavtryksmanchet med farveløs pilotballon samt en blå bronchial lavtryksmanchet med blå pilotballon.

Formbar indføringsmandrin med fiksering.

Sættet indeholder:

- Dobbeltløbet bronchial tube (højre eller venstre)
- 2 sugekatetre
- 2 vinklede konnektorer
- Y-konnektor



Anbefales kun anlæggelse så længe proceduren varer.

Indholdsstoffer/materiale: Termosensitiv PVC, PP

PVC/Ftalater: Ja/Ja (DEHP)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril: Ja, eto-steriliseret

Opbevaring: Opbevares tørt, mørkt og ved rumtemperatur

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Bronchopart DL bronchialtube med tilbehør

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 1886300 | Rüsch Bronchopart | DL bronchialtube med tilbehør, venstre, Ch 26 | 3,40 mm x 9,3 mm | Æske a 1 sæt | 116100-000260* |
| 1886301 | Rüsch Bronchopart | DL bronchialtube med tilbehør, venstre, ch 28 | 3,71 mm x 10,0 mm | Æske a 1 sæt | 116100-000280* |
| 1886302 | Rüsch Bronchopart | DL bronchialtube med tilbehør, venstre, ch 35 | 4,26 mm x 12,5 mm | Æske a 1 sæt | 116100-000350* |
| 1886303 | Rüsch Bronchopart | DL bronchialtube med tilbehør, venstre, ch 37 | 4,52 mm x 13,2 mm | Æske a 1 sæt | 116100-000370* |
| 1886304 | Rüsch Bronchopart | DL bronchialtube med tilbehør, venstre, Ch 39 | 4,76 mm x 13,9 mm | Æske a 1 sæt | 116100-000390* |
| 1886315 | Rüsch Bronchopart | DL bronchialtube med tilbehør højre, ch 35, steril | 4,26 mm x 12,5 mm | Æske a 1 sæt | 116200-000350* |
| 1886313 | Rüsch Bronchopart | DL bronchialtube med tilbehør, højre, ch 37 | 4,52 mm x 13,2 mm | Æske a 1 sæt | 116200-000370* |