



# PRODUKTDATABLAD

## Altech Cirkelsystem harmonika, Y, vinkel m/CO2

Anæstesi cirkelsystem til voksne 180 cm. Y-vinkel med CO2 port i polypropylen og 2 liter ventilationspose.

Cirkelsystemet funktion er at levere ilt og anæstetiske gasser til patienten samt eliminere CO2.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril vare:** Ja, ETO-steriliseret

**Opbevaring:** -

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år – se holdbarhed på emballage

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Altech Cirkelsystem harmonika, Y, vinkel m/CO2

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820052	Altech Cirkelsystem	Harmonika, Y, vinkel m/CO2	180 cm	Æske a 30 stk.	AL-1300-060.V001