


PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem barn, flexibel,Y,vinkel m/CO2, 1L, 0,9m dovenlars

Engangsudstyr, der bruges til at lede medicinske gasser fra anæsthesisystemet til patienten.

Dette produkt giver varmeoverførsel fra udløbet til inspirationssiden, hvilket hjælper med at reducere patientens energibehov og hjælper deres evne til at forblive normtermisk.

Reduceret slangerod støtter klinikerens bestræbelser på at levere generel anæstesi.



Indholdsstoffer/materiale:

-

PVC/ftalater:

Nej/Nej

Latex:

Nej

CE klassifikation:

Ila

Steril:

Nej

Opbevaring:

Stuetemperatur, tørt og i original emballage

Holdbarhed fra produktionsdato:

5 år (se udløbsdato på emballage)

Bortskaffelse af vare:

I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

Bortskaffelse af emballage:

Forbrænding/genbrug

Bemærkninger:

Produktet er til engangsbrug og kan ikke resteriliseres

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820061	Altech Cirkelsystem	barn, flexibel,Y,vinkel m/CO2, 1L, 0,9m dovenlars	180 cm	Æske a 20 stk	AL-1401-060.V005