

PRODUKTDATABLAD

Combi-Lock, luer-lock hætte, hun/han, steril

Combi-Lock

Luer-lock hætte, hun/han

Combi -Lock er en kombineret hætte til tilslutning til Luer -Lock koblinger:

- Velegnet til alle typer af Luer Lock
- Let anvendelig for at minimere risikoen for kontaminering
- Eliminerer behovet for to modeller
- Nem at hæfte på injektionssprøjter
- Riflet grebsområde: Godt greb, nem håndtering, sikker tilslutning



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse II a

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

Holdbarhed: Ej relevant

Bortskaffelse vare: Forbrænding/Genbrug

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref.nr.
1902300	Combi-Lock	Luer-lock hætte, hun/han, steril	Æske a 250 stk., Krt. a 16 æsker	165280