

PRODUKTDATABLAD

Connecta 3-vejshane hvid m. farvekodet prop

Hvid 3-vejshane uden slange til infusion- og invasiv trykmåling. Klik der gør det muligt at afgøre om hanen er åben eller lukket.

Produceret af polycarbonat, der bidrager til bedre modstand mod revner.

Har farvekodede propper.



Indholdsstoffer/materiale:	Polycarbonat, polyethylen, polypropylen, silikoneolie
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Ja
Opbevaring:	Ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Connecta 3-vejshane hvid m. farvekodet prop

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1902030	Connecta	3-vejshane, hvid m. farvekodet prop, steril	Æske a 100 stk. - krt a 5 æsker	394601