

# PRODUKTDATABLAD

## SpeediCath® PVC-fri kateter med vand, steril

SpeediCath er et PVC-frit og overfladebehandlet kateter, som ligger i en steril saltvandsopløsning, klar til brug. Brugeren er således uafhængig af adgang til rent vand, der normalt er nødvendig for klargøring af traditionelle hydrofile katetre.

- Kateteret har afrundede coated kateterhuller, som sikrer mere skånsom kateterisation
- Er pakket i blød folie med en åbningsring, der er nem at åbne selv for personer med nedsat fingermotorik



Produktet findes til mænd, kvinder/børn. Til mænd er der både med Nelaton og Tiemann spids.

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyurethan, polyvinylpyrrolidon
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse Is
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1059810	SpeediCath, PVC-fri	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 10	Æske a 60 stk.	840377
1059812	SpeediCath, PVC-fri	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 14	Æske a 60 stk.	810386
1059814	SpeediCath, PVC-fri	Tiemannkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 10	Æske a 60 stk.	814202
1059815	SpeediCath, PVC-fri	Tiemannkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 12	Æske a 60 stk.	810383
1059816	SpeediCath, PVC-fri	Kvindekaterer med vand, 20 cm, steril	Ch. 10	Æske a 60 stk.	810378
1059817	SpeediCath, PVC-fri	Kvindekaterer med vand, 20 cm, steril	Ch. 12	Æske a 60 stk.	810388