

PRODUKTDATABLAD

Altech ventilationspose, engangs, neopren

Latexfri ventilationspose.

Indersiden af posen er lavet, så væggene ikke klæber til hinanden.

Er til engangsbrug og anvendes til børn og voksne (1 l og 2 l) samt spædbørn (0,5 l).

Fås i størrelserne 0,5 liter, 1 liter og 2 liter.



Indholdsstoffer/materiale:	Neopren
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år – se holdbarhed på emballagen
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Altech ventilationspose, engangs, neopren

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1882475	Altech	Ventilationspose, engangs, neopren	1 l	Krt. a 75 stk.	AL-07008-10/1
1882476	Altech	Ventilationspose, engangs, neopren	2 l	krt a 75 stk	AL-07009.V002
1882477	Altech	Ventilationspose, engangs, neopren	0,5 l	krt a 50 stk	AL-07007-10/1