

PRODUKTDATABLAD

Adaptic salvekompres m/vaseline, steril

Adaptic salvekompres er en primærforbinding, der består af finmasket rayonviskosevæv.

Der er imprægneret med et tyndt lag mild vaselineemulsion.

Denne imprægnering anvendes for at beskytte såroverfladen, dels ved hyppig forbindsskift og dels for at forebygge, at forbindingen hænger fast i såret ved lange intervaller mellem skiftning.

Adaptic salvekompres danner et beskyttelseslag mellem såroverfladen og sekundærforbindingen.

Fra såret transporteres blod og sårsekret ud til forbindingen.

I den modsatte retning passerer luft ind således at såroverfladen ventileres og drænes.

Vaselineimprægneringen gør, at denne virkning forbliver effektiv, idet den forhindrer, at selve kompresset bliver vådt eller stoppes til. Kan klippes til den ønskede størrelse uden at trævle



Indholdsstoffer:	Vaseline, rayon/viskose kompres
PVC/phtalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	5år
Opbevaring:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATBLAD

Adaptic salvekompres m/vaseline, steril

Sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Lev.nr
2012-A	Adaptic	SALVEKOMPRES m/vaselineemulsion, steril	7,6 x 7,6 cm	æske a 50 stk	2012
2013-A	Adaptic	SALVEKOMPRES m/vaselineemulsion, steril	7,6 x 20,3 cm	æske a 3x36 stk.	2013
2014-A	Adaptic	SALVEKOMPRES m/vaselineemulsion, steril	7,6 x 40,6 cm	æske a 36 stk.	2014
2015-A	Adaptic	SALVEKOMPRES m/vaselineemulsion, steril	7,6 x 20,3 cm	æske a 24 stk	2015
2019-A	Adaptic	SALVEKOMPRES m/vaselineemulsion, steril	12,7 x 22,9 cm	æske a 12 stk	2019