

PRODUKTDATABLAD

Curas opkastningspose

Engangs opkastpose med dobbelt forsejling og PVC-fri plastkant, med diameter 11 cm. Stor kapacitet på 1,5 liter, med gradueringsmarkeringer for at angive den omtrentlige mængde indhold.

Anvendelsesformål:

En opkastpose med 'twist & lock'-funktion, der tilbyder en bekvem og enkel måde at håndtere opkast og flydende affald på en diskret og hygiejnisk måde. Engangsposen er ideel til køresyge, højdesyge, madforgiftning, kemopatienter, rejser mv.



Indholdsstoffer/materiale:	Ring: PP Pose: LDPE
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	8 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Curas opkastningspose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0840127	Curas	Opkastningspose, eng, PE, m. plastik krave	1,5 l	Ps a 50 stk - krt a 12 ps	03052