

PRODUKTDATABLAD

P-bag SAP universal engangs urinkolbe

P-Bag SAP er et ekstraordinært godt hjælpemiddel i situationer som f.eks. under transport, ved akutpleje, på sygehuse og i hjemmepleje.

P-BAG kommer med en aftagelig genanvendelig og meget praktisk UNISEX-tragt, og kan bruges i de fleste situationer og stillinger (liggende, siddende, stående). Tragten har et bærehåndtag, der gør den nem at gribe og til at hænge op f.eks. på siden af en hospitalsseng

Den kan bruges flere gange i løbet af dagen takket være en unik kontraventil og en "absorberende plade", som er reduceret i størrelse i forhold til mængden af indkommende urin = Hurtig optagelse op til ca. 1,5 liter.

Den kan transportere urin med miljøskadelige stoffer, som f.eks. medicinrester, i absorberet form til destruktion

Tragten kan genanvendes når posen er fuld, ved at man afmonterer posen, rengør tragten og tilslutter en ny pose.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen, SAP, minimum 30% genanvendt plast

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ja class 1

Opbevaring uåbnet: Beskyttet mod direkte sollys mellem 5-25 grader Celcius

Bortskaffelse: Brugt: efter lokale regler. Ubrugt: som plastaffald til genanvendelse

PRODUKTDATABLAD

P-bag SAP universal engangs urinkelbe

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0250068	P-bag SAP urinpose m. tragt, til begge køn, engangs	1500ml	Æske a 3 stk.	200004-B