

# PRODUKTDATABLAD

## Medisana TM700 digital termometer med fleksibel spids

Mål kropstemperaturer nøjagtigt med TM 700 termometerets tre metoder: oralt (under tungen), aksillært (i armhulen) og rektalt (i anus).

- Flexibel sensorspids, der tilpasser sig kroppens form
- Måling tager 10 sekunder
- Vandtæt
- Indiaktor ved batteriskift
- Kan desinficeres
- Temperaturskala °C og °F



<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Elektronikaffald
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7009961	Medisana	TM700 digital termometer med fleksibel spids	Æske á 6 stk.	77040