

PRODUKTDATABLAD

Bastos - skarpske, dobbelt, alm./lang

Steril engangs dobbelt skarpske.

14 cm lang

Skarpskeen har riller på gribefladerne, som sikrer et godt greb.

Bastos skarpske er tiltænkt og udviklet til debridering af hud og bløde sårbestanddele.



Indholdsstoffer/materiale: Polymer

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IS

Steril: Ja

Opbevaring: Tørt, tempereret temperatur

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding/genanvendelse

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Miljømærke Nej

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0810128	Bastos	Skarpske, dobbelt, alm./lang, engangs	14 cm	Æske a 30stk	4891-502