

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection vinylhandske, pudderfri

Klinion Protection pudderfrie vinylhandsker er egnede til forskellige almindelige plejeopgaver og er produceret i henhold til kravene til træk- og brudstyrke i EN 455 1-4.

Handskerne anvendes, hvor der ikke er risiko for at komme i berøring med vævsvæsker. Har derudover også rullekant for at sikre, at handskerne ikke glider ned.

Godkendt til anvendelse i forbindelse med håndtering af fødevarer.

Handskerne er især velegnede til brugere, der er overfølsomme over for latex.



Indholdsstoffer/materiale:	Vinyl
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DINP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur samt væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection vinylhandske, pudderfri

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5028200	Klinion Protection	Vinylhandske, pudderfri	X-small	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102 420
5028201	Klinion Protection	Vinylhandske, pudderfri	Small	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102 425
5028202	Klinion Protection	Vinylhandske, pudderfri	Medium	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102 426
5028203	Klinion Protection	Vinylhandske, pudderfri	Large	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102 427
5028204	Klinion Protection	Vinylhandske, pudderfri	X-large	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	102 428