

# PRODUKTDATABLAD

## Steriking Combiwraps til autoklaving

### Om produktet

Til kuvert-indpakning af kirurgiske instrumenter og sæt der skal dampautoklaveres. Beregnet til indpakning af mellemstore og store størrelser bakker.

STERIKING® CombiWrap består af to forskellige lag. Kombinationen af de to farver gør det lettere at opdage eventuelle beskadigelser af den sterile pakke, og letter pakningsprocessen, idét de to lag ligger sammen to og to ved leveringen. Det ydre SMX lag giver høj sikkerhed for beskyttelse af den sterile barriere, mens det indre nonwoven lag medvirker til en hurtigere tørringsproces, og et sikrere resultat efter dampautoklaving.

SMX arket består af 100% kunststof, som har optimal blødhed og foldeevne. SMX er ekstremt holdbart med høj træk- og brudstyrke, og er vandafvisende. Det er antistatisk behandlet, og fnugger ikke. De enkelte ark er påtrykt lot.nummer for sporbarhed.

Nonwoven Green anvendes inderst i den dobbelte kuvertindpakning, og er et stærkt og blødt materiale, som samtidig er alkoholafvisende. Det kan dermed også anvendes som steril afdækning under den indledende desinfektion af patientens hud.

Både SMX blå og Nonwoven green har meget lav "hukommelse", hvilket betyder at indpakningen ikke folder tilbage mod det sterile gods, når det pakkes ud.

STERIKING® CombiWrap er velegnet til dampsterilisering.



# PRODUKTDATABLAD

## Steriking Combiwraps til autoklivering

### Indholdsstoffer/materiale:

<b>PVC/ftalater:</b>	nej
<b>Latex:</b>	nej
<b>CE klassifikation:</b>	1
<b>Steril:</b>	nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt - gerne i sterildepot
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Genanvendelse plast og papir
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genanvendelse plast og papir
<b>Bemærkninger:</b>	Genanvendelse plast og papir

### Mediqs varesortiment

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Str	Indhold	Ref.nr.
0103316	Steriking	CombiWrap 5, SMX-1+ NWGL, 37 + 52 g/m <sup>2</sup>	75 cm x 75 cm	krt a 240 stk	CW5075
0103317	Steriking	CombiWrap 5, SMX-1+ NWGL, 37 + 52 g/m <sup>2</sup>	90 cm x 90 cm	krt a 200 stk	CW5090
0103318	Steriking	CombiWrap 5, SMX-1+ NWGL, 37 + 52 g/m <sup>2</sup>	100 cm x 100 cm	krt a 144 stk	CW5100
0103319	Steriking	CombiWrap 5, SMX-1+ NWGL, 37 + 52 g/m <sup>2</sup>	120 cm x 120 cm	krt a 120 stk	CW5120
0103320	Steriking	CombiWrap 5, SMX-1+ NWGL, 37 + 52 g/m <sup>2</sup>	140 cm x 140 cm	krt a 104 stk	CW5140
0103323	Steriking	CombiWrap 6, SMX-2+NWGL, 47 + 52 g/m <sup>2</sup>	75 cm x 75 cm	krt a 240 stk	CW6075
0103324	Steriking	CombiWrap 6, SMX-2+NWGL, 47 + 52 g/m <sup>2</sup>	90 cm x 90 cm	krt a 200 stk	CW6090
0103325	Steriking	CombiWrap 6, SMX-2+NWGL, 47 + 52 g/m <sup>2</sup>	100 cm x 100 cm	krt a 144 stk	CW6100
0103326	Steriking	CombiWrap 6, SMX-2+NWGL, 47 + 52 g/m <sup>2</sup>	120 cm x 120 cm	krt a 120 stk	CW6120
0103335	Steriking	CombiWrap 7, SMX-3+NWGL, 55 + 52 g/m <sup>2</sup>	120 cm x 120 cm	krt a 120 stk	CW7120
0103671	Steriking	CombiWrap 7, SMX-3+NWGL, 55 + 52 g/m <sup>2</sup>	90 cm x 90 cm	krt a 200 stk	CW7090
0103672	Steriking	CombiWrap CW 7 SMX3/NWL Heavy Duty (55+52 gsm)	100 cm x 100 cm	krt a 144 ark	CW7100