

PRODUKTDATABLAD

Kateterklemme, blå

Kateterklemme, blå

Klipsmodel benyttes, hvor man ønsker at kunne lukke af for gennemløb, f.eks. når man udskifter urinpose, kan kateterklemme lukkes omkring ballonkatetret.



Indholdsstoffer/materiale: Polyoxymethylene

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt og mellem 5-25 grader Celcius

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.*
2504009	Kateterklemme	Tilbehør til kateter, blå	One-size	Pk. a 200 stk – krt a 12 pk	PK	741000

*Henviser til producentens reference nr.