

# PRODUKTDATABLAD

## Konnektor til drænage, luer-lock

Konnektor luer-lock til drænagesæt, steril

Forbindelsesslange med luer-lock han konnektor i den ene ende og katetertragt i modsat ende. Bruges evt. som forbindelsesslange mellem dræn og urinpose.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	DEHP-fri, PVC, polycarbonat, ABS-plast
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Is
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Konnektor til drænage, luer-lock

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
2508053	Konnektor	L/L, til drænage-/urinpose, 15 cm, DEHP fri steril	Pk. a 10 stk.	MR223115