

PRODUKTDATABLAD

Swann Morton skalpel nr. 21, steril

Kvalitets skalpeller fra verdens førende fabrikant af engangsskalpeller og -blade.

Engangsskalpeller med blad af rustfrit stål.

Specielt designet plasthåndtag for at sikre et godt greb og høj styrke.

Skalpel nr. 21 er en stor udgave af nr. 10 og har en buet forkant samt en flad og uskarp bagkant.

Til engangsbrug

Individuelt pakket



Indholdsstoffer/materiale: Rustfrit stål, plast

PVC/ftalater: Nej / Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse II b

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares i original pakning i rene omgivelser, væk fra direkte sollys

Holdbarhed: 3 år

Bortskaffelse vare: Bortskaffes i henhold til lokale regler

Bortskaffelse emballage: Bortskaffes i henhold til lokale regler

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Swann Morton skalpel nr. 21, steril

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|--------------|------------------------|--------|----------------|----------|
| 2542221 | Swann-Morton | Skalpel nr. 21, steril | Nr. 21 | Æske a 10 stk. | 0507 |