

# PRODUKTDATABLAD

AST, Pincett, plast, grøn, engangs, steril, 128 mm

Steril engangspincet i plast

Steril, simpel engangspincet til brug ved små sterile/rene procedurer.

128 mm lang, grøn, plastik pincet.

Pakket i æske a 50 stk.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polypropylen
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I-s
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

## Mediqs varesortiment

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
2515128	AST	Pincett, plast, grøn, engangs, steril	128 mm	æske a 50 stk - krt a 6 æsker	7150032