

PRODUKTDATABLAD

Vitrex Automatic Safety, penkanyle, steril

Vitrex Automatic Sikkerhedspenkanyle

- Penkanyle med et skjold, som efter endt injektion glider op og dækker for nålen så stikskader undgås.
- Ideel til hospitalsbrug og i hjemmeplejen.
- Penkanylen er sikret så den kun kan bruges en gang.

Penkanyle som skal anvendes sammen med en insulinpen. Inden du tager insulin skal du kontrollere, at der er passage igennem nålen. Det gør du ved at indstille dosisvælger på en eller to enheder og sprøjte insulinen ud i luften. Derefter indstilles dosisvælger til den ønskede mængde insulin.

**Indholdsstoffer/materiale:**

-

PVC/ftalater:

Nej

Latex:

Nej

CE klassifikation:

IIA

Steril:

Ja

Opbevaring:

Tørt, ved stuetemperatur og uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato:

5 år

Bortskaffelse af vare:

Forbrænding

Bortskaffelse af emballage:

Forbrænding/genbrug

Bemærkninger:

-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3080306	Vitrex	Automatic Safety, penkanyle, steril	5 mm x 0,3 mm (30G)	Æske a 100 stk	VASPN3005