

# PRODUKTDATABLAD

## Medoject penkanyle, steril

Medoject penkanyle er kompatibel med de insulinpenne der anvendes på det danske marked og har præcis lancet punktslibning. Spidsen er behandlet med silikone, så penetreringen af huden bliver nemmere.

Kortere nåle reducerer risikoen for smertefuld injektion ind i musklen.

Penkanylen har tynde vægge, hvilket sikrer et optimalt insulinflow og har et nemt twist-off design, når nålen skal bortskaffes.



Kanylen er farvekodet til nemmere identifikation af nålelængder.

**Indholdsstoffer/materiale:** PP, rustfrit stål, silikone, medicinsk lim, PE, medicinsk papir

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIA

**Steril vare:** Ja, ETO-steriliseret

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Medoject penkanyle, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3080300	Medoject	Penkanyle, steril	4 mm x 0,23mm (32G)	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æske	CHPN3204
3080301	Medoject	Penkanyle, steril	5 mm x 0,23 mm (32G)	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æske	CHPN3205
3080302	Medoject	Penkanyle, steril	5 mm x 0,25 mm (31G)	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æske	CHPN3105
3080303	Medoject	Penkanyle, steril	6 mm x 0,25 mm (31G)	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æske	CHPN3106
3080304	Medoject	Penkanyle, steril	8 mm x 0,25 mm (31G)	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æske	CHPN3108
3080305	Medoject	Penkanyle, steril	12,7 mm x 0,33 mm (29G)	Æske a 100 stk. – Krt. a 20 æske	CHPN29127