

PRODUKTDATABLAD

Rudapor, Fikseringstape, Hvid

Hvid fikseringstape i papir/non woven på rulle.

- Kan anvendes til bl.a. fiksering af bandager
- Med hudvenlig polyakrylatklæb



Indholdsstoffer/materiale:	Cellulose, polyester, polyakrylat
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Stuetemperatur, tørt udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr	navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
4011060	Rudapor	Fikseringstape, hvid	1,25 cm x 9,14 m	æske a 24 stk - krt a 24 æsker	070491
4011061	Rudapor	Fikseringstape, hvid	2,5 cm x 9,14 m	æske a 12 stk - krt a 24 æsker	070492
4011062	Rudapor	Fikseringstape, hvid	5 cm x 9,14 m	æske a 6 stk - krt a 24 æsker	070495