

PRODUKTDATABLAD

Aquacel Foam skumbandage med Hydrofiber™, steril

Aquacel Foam er en blød og fleksibel skumbandage til behandling af overfladiske væskende sår.

Bandagen absorberer hurtigt væske og omdanner den til en sammenhængende gel, som binder sår væsken, også under kompression.

Med Aquacel Foam Silikone Border kan såret let tilses og bandages lægges på plads efterfølgende, uden at skade huden.

Bandagen kan sidde på i op til 7 dage, eller skiftes når det skønnes klinisk indiceret.

Indikationer: Tryksår, bensår, diabetiske fodsår, kirurgiske sår og "skin tears".



Indholdsstoffer/materiale:	CMC Hydrofiber™, polyurethanskum, polyurethanfilm, silikoneklæb (border)
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse II b
Steril vare:	Ja
Opbevaring uåbnet:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys. Undgå høj luftfugtighed
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Særlig mærkning:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Aquacel Foam skumbandage med Hydrofiber™, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4279358	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber, steril	10 cm x 20 cm	æske a 5 stk	421156
4279360	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber, steril	5 cm x 5 cm	æske a 10 stk - krt a 24 æsker	420631
4279361	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 18 æsker	420633
4279362	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 12 æsker	420635
4279363	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber, steril	20 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 18 æsker	420636
4279364	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber, steril	15 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 12 æsker	420637
4279365	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber/silikone border, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 18 æsker	420680
4279366	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber/silikone border, steril	12,5 cm x 12,5 cm	æske a 10 stk - krt a 12 æsker	420619
4279367	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber/silikone border, steril	17,5 cm x 17,5 cm	æske a 10 stk - krt a 12 æsker	420621
4279368	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber/silikone border, steril	21 cm x 21 cm	æske a 5 stk - krt a 18 æsker	420623
4279369	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber/silikone border, steril	25 cm x 30 cm	æske a 5 stk - krt a 12 æsker	420624
4279370	Aquacel Foam	sacralbandage med silikone border, steril	20 cm x 16,9 cm	æske a 5 stk - krt a 12 æsker	420626
4279371	Aquacel Foam	hælbandage med silikone border, steril	19,8 cm x 14 cm	æske a 5 stk - krt a 14 æsker	420625
4279372	Aquacel Foam	skumbandage m. hydrofiber/silikone border, steril	8 cm x 8 cm	æske a 10 stk - krt a 18 æsker	420804
4279373	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber/silikone border, steril	10 cm x 20 cm	æske a 10 stk	421151
4279374	Aquacel Foam	skumbandage med hydrofiber/silikone border, steril	10 cm x 25 cm	æske a 10 stk - krt a 14 æsker	421153
4279375	Aquacel Foam	Skumbandage m. hydrofiber/silikone border, steril	15 cm x 15 cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	422350