

all up® er Levabo's nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse.



Dansk udviklet  
Dansk produceret  
CE godkendt

## Den lindrende og forebyggende ryg- og siddepude



Levabo's produkter fylder minimalt på depotet

## Produkt beskrivelse

Puden er designet til at opnå en god siddekomfort for herigennem at lindre og afhjælpe smerter i ryggen hos mennesker i alle aldre.

Det er specielt i den siddende stilling at lændeproblemer er en hyppig årsag til smerter i ryggen. Anvendes puden til at sidde på, opnås god siddekomfort ved at fiksere bækkenet, og placeres puden i lænden, skal "pølsen" i puden understøtte lændesvajet.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer all up® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Disse egenskaber gør all up® til en optimal behandlingsspude, når borgeren har behov for en komfortabel og støttende pude.

all up® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmtransporterende, blød, behagelig og elastisk.

## Egenskaber/Fordele



- Designet til forebyggelse og behandling af skader på de mest udsatte steder som f.eks. ryg og sæde.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så forebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering. all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmtransporterende materiale.
- Produkterne overflødiggor håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

Produkt navn	Pude størrelse	Pakning	Varenummer	HMI nummer
all up® Back & Seat	40 x 5 x 24 cm	12 stk	72009	85011

Levabo ApS  
Højlundsparken 49  
8355 Solbjerg  
Tel.: 20 70 09 30  
info@levabo.dk  
www.levabo.dk