


Produkt data **multi small**

all up® er Levabo's nye hygiejniske og miljøvenlige oppustelige en-patient produkter. Sortimentet er udviklet i samarbejde med ledende sårsygeplejersker og sikrer optimal komfort og hygiejne i behandling og forebyggelse af tryksår.



Dansk udviklet  
Dansk produceret  
CE godkendt

## Den trykreducerende lejringspude



Multi Small

Multi Medium

Multi Large

Levabo's  
produkter  
fylder minimalt  
på depotet

## Produkt beskrivelse

Puden er designet som et universalt lejringsmiddel til positionering af patienten.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden at hindre patienten i at kunne bevæge sig.

Ved selv de mindste bevægelser stimulerer all up® hudens mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af kredsløbet.

Puderne er velegnede til effektiv forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.

Disse egenskaber gør all up® til en optimal lejringspude, når den sengeliggende har behov for et komfortabelt og trykreducerende underlag.

all up® er fremstillet af en nonwoven folie, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød, behagelig og elastisk.

## Egenskaber/Fordele



- Designet til forebyggelse og behandling af trykskader på de mest udsatte steder som f.eks. hæle, hofter, albuer, skuldre, ryg m.m.
- Produkterne er multifunktionelle, dvs. at det samme produkt kan anvendes i forskellige aflastningssituationer, så tryksårforebyggelse og behandling udføres optimalt.
- En-patient-brug sikrer høj hygiejne.
- Enkel håndtering, all up® pustes op før brug og justeres til den enkelte brugers anatomi og behov.
- God komfort, blødt, hudvenligt, fugtabsorberende og varmetransporterende materiale.
- Produkterne overflødiggor håndtering i et genbrugsdepot og frigør behandlingsressourcer.
- Leveres i ren, forseglet flad forpakning inkl. oppustningsdevice.
- Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

| Produkt navn         | Pude størrelse  | Pakning | Varenummer | HMI nummer |
|----------------------|-----------------|---------|------------|------------|
| all up® Multi Small  | 25 x 10 x 50 cm | 12 stk  | 72003      | 84487      |
| all up® Multi Medium | 37 x 10 x 50 cm | 12 stk  | 72004      | 84488      |
| all up® Multi Large  | 50 x 10 x 50 cm | 12 stk  | 72005      | 84489      |

Levabo ApS  
Højlundsparken 49  
8355 Solbjerg  
Tel.: 20 70 09 30  
info@levabo.dk  
www.levabo.dk