

PRODUKTDATABLAD

KaWe Pencillygte, hvid, med batterier

KaWe pencillygte, hvid, incl. batterier.

Produktet bruges til undersøgelser af indersiden af munden eller på hudoverfladen. Pencillygten er også godkendt til øjenundersøgelser.



Indholdsstoffer/materiale:	Metal
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

KaWe Pencillygte, hvid, med batterier

Mediqs varesortiment

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Str	Indhold	Ref. Nr.
6094051	KaWe	pencillygte, hvid, med batterier		ps a 5 stk	12.05100.071