

PRODUKTDATABLAD

Faromed/Effner kaustik elektrode

Elektroderne er f.eks. anvendelige ved mindre operationer på hudoverfladen, ØNH og i dermatologi.

Spidserne er af platinum-iridium. Brugen af platinum forhindrer oxidering af spidserne, så de ikke bliver sorte over tid. Iridium betyder modsat at elektroden er stærk og fleksibel.

Spidserne skal bruges med batterihåndtag og er kun beregnet til brug i kort tid.

Elektroderne skal renses og steriliseres inden brug.



Indholdsstoffer/materiale: Platinum-iridium

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Skal opbevares beskyttet mod fugt, kontaminering, ekstreme temperaturer og UV-stråler. Må ikke opbevares på gulvet.

Holdbarhed fra produktionsdato: Ca. 5 år

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Faromed/Effner kaustik elektrode

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6038300	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, medium, fig. K, platin-Iridium	30 mm	09-507
6038080	Faromed/Effner	Kaustik elektrode, fig. A, kraftig, platin-iridium	3 cm	09-508
6038111	Faromed/Effner	Kaustik elektrode til genopladelig batteri, fig. G	30 mm	09-509