

PRODUKTDATABLAD

Ultratec doppler pocket PD1v 8MHZ flad probe, vascular

Ultratec PD1v er et lomme Doppler til specialister. Den flade vaskulære probe er ideel til brug af praktiserende læger eller vaskulære specialister til vaskulære rutineundersøgelser. Bruges ofte til lokalisering af kar og ABPI testning.

Vaskulære flow signaler kan nemt lokaliseres ved brug af den meget sensitive flade eller pencil probe, mens indre signalbehandling minimerer støjelementerne. Brugeren kan høre flow signalerne samt de vaskulære signaler via den indbyggede højttaler eller valgfrit headset med et output niveau styret med en drejeknap.

Den fastmonterede flade probe kan bruges til de fleste almindelige arterielle og venøse applikationer. Den flade probe er desuden også ideel til at tape fast ved langtidsmonitorering.

- 8MHz ultralyd
- Letvægts håndholdt enhed
- Integreret audio output
- Hurtig behandling af output
- 1mV/V/KHz optageroutput
- Nem at gøre ren
- Batterisparende system
- Benytter 9V batteri
- 3 års garanti



Indholdsstoffer/materiale: ABS

PVC/ftalater Nej/Nej

Latex Nej

Steril Nej

CE klassifikation: Klasse I

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.

Holdbarhed fra produktionsdato: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

PRODUKTDATABLAD

Ultratec doppler pocket PD1v 8MHZ flad probe, vascular

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6070104	Ultratec doppler pocket	PD1v 8MHz flad probe	Vascular	100-0027-00