

PRODUKTDATABLAD

Vacutainer vareprøvetagningsæt, sikkerhedssæt, steril

Sterilt sæt med sommerfuglevinger til engangsbrug.

Anvendes i kombination med en blodopsamlingsrørholder eller –sprøjte til at foretage venepunktur og opsamle en eller flere venøse blodprøver fra mennesker til in-vitro-diagnostisk undersøgelse.

Kan også bruges i kombination med en IV-infusion linje til kortvarig intravenøs indgivelse af fluider i op til 2 timer.

Enheden har en sikkerhedsfunktion, som automatisk trækker nålen tilbage, når den aktiveres af brugeren for at reducere risikoen for nålestikskader.



Indholdsstoffer/materiale:	Rustfrit stål, Polyethylen, Polyolefin, Polypropylen, Akryl, hukommelse-fri PVC, Akrylnitril-butadien-styren, Syntetisk isopren
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse II a
Steril vare:	Ja, Gammastråling
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt, væk fra direkte sollys
Holdbarhed:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/Deponi
Bortskaffelse af indre emballage:	Forbrænding/Deponi
Bortskaffelse af ydre emballage:	Forbrænding/Deponi

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6411352	Vacutainer venepøvetagnings	Sæt, sikkerhedssæt, 18 cm slange, steril	0,8x19mm (21Gx3/4")	Æske a 50 stk., Krt. a 4 æsker	367338
6411353	Vacutainer venepøvetagnings	Sæt, sikkerhedssæt, 30 cm slange, steril	21G	Æske a 50 stk., Krt. a 4 æsker	367344