

PRODUKTDATABLAD

QuikRead go easy CRP kit

Generelt

Kvantitativ måling af CRP-koncentration er blevet rapporteret til at være en følsom indikator for effekten af antimikrobiel behandling og bakterielle infektioner, samt et effektivt redskab til kontrol og overvågning af postoperative infektioner¹⁻⁵. Beskedent forhøjede CRP-værdier har vist sig at være klinisk relevante, fx ved neonatal sepsis⁶⁻⁸ og tilstande, der omfatter systemisk inflammation (såsom COPD⁹⁻¹¹ og reumatoid arthritis^{11,13}).

QuikRead go easy CRP - karakteristika og fordele

Unik et-trins Sample Collector

- Hurtig og nem prøvehåndtering, forbedre workflowet
- Forbedret bekvemmelighed for patienten

Opbevaring af stuetemperatur op til +25

- Nem at opbevare i laboratoriet
- Muliggør øjeblikkelig brug, ingen opvarmning af reagenserne

Pålidelig CRP resulterer i minutter

- CRP måleområde fra fuldblod 1-200 mg / l og 1-120 mg / l fra serum eller plasmaprøver

QuikRead go multianalyte point-of-care system

- Bærbart og fuldautomatisk Point of care system
- Kan tilsluttes de fleste HIS- og LIS-systemer

Test resultater bør aldrig anvendes alene, uden en fuldstændig klinisk evaluering.

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
6404154	QuikRead go Easy CRP kit	Æske a 50 test	æske	153287