

PRODUKTDATABLAD

Vitrex SteriLance Soft lancetter

Lancetter til brug sammen med en fingerprikker.
Lancetten er engangsmateriale, og derfor anbefales det at lancetten kun bruges én gang.

- Passer til følgende fingerprykkere: mylife Pura softlance, Easy Touch, Vitrex Compact, Bayer MICROLET®, Bayer MICROLET® 2, OneTouch UltraSoft, OneTouch Comfort, Autolet Impression, Glucoject Dual Plus, FreeStyle Neo, FreeStyle, FreeStyle Mini, BD Optimus, Autolancet, Heinz Herenz og PIC doler.
- Lancetten er silikonebelagt og steril



Indholdsstoffer/materiale:	LDPE (Low-Density Polyethylen)/rustfri stål
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/ MDD Class IIa
Steril vare/metode:	Ja/Gammastråling
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	5 år

PRODUKTDATABLAD

Vitrex SteriLance Soft lancetter

Særlig mærkning:	Engangsbrug
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Opbevaring af lancetter:	Tørt og stuetemperatur
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref.nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
6412640	3512-13	Vitrex SteriLance Soft lancetter, lyseblå	23G	æske a 200 stk.
6412641	3522-13	Vitrex SteriLance Soft lancetter, rød	28G	æske a 200 stk.
6412642	3542-13	Vitrex SteriLance Soft lancetter, grøn	30G	æske a 200 stk.
6412643	3572-13	Vitrex SteriLance Soft lancetter, blå	32G	æske a 200 stk.

* Henviser til producentens reference nr.