

Zertifikat
Protokoll **BESTRAHLUNG**
 certificate
protocol **IRRADIATION**

Synergy Health Radeberg GmbH; Juri-Gagarin-Str.15;01454 Radeberg

 Auftragsnummer (AN) : 172899/20
 order number (internal)
 Kundennummer : 808
 Customer number

| | |
|----------|---------|
| DB Nr | 172899 |
| BP Nr | 226.692 |

Auftraggeber (Customer)

Auftragnehmer (performer)

 HTL-STREFA S.A.

 ul. Adamówek 7
PL-95035 Ozorków
 Poland

 Synergy Health Radeberg GmbH

 Juri-Gagarin-Str.15
01454 Radeberg
 Tel.: +49 3528 / 4364 - 16
 Fax: +49 3528 / 4364 - 99

 Auftragsnummer (AG) : 1011/20/EX
 order number Customer

 Auftragsdatum : 15.06.2020
 date of order

 Name des Produktes : Needle Carrier (Type 420-430)
 name of product

 Artikelcode :
 item code

 Charge : 37D920, 39F620, 39F720, 42C720, 44D820, 44D920
 batch number

 Bestrahlungszyklus : A-25g/20
 irradiation cycle

 Spezifikation : DD0808_6323_2019_R32
 specification

 Bestrahlungsdatum : 17.06.2020
 irradiation date

 Identifikationsnummer : 796054 - 796057
 identification number

 Bestrahlungseinheiten : EP-Palette
 irradiation unit

 Anzahl : 4
 quantity

 Verpackungseinheiten : Karton
 packaging unit

 Anzahl : 73
 quantity

 Besonderheiten :
 remarks

Die Bestrahlung erfolgt gemäß AAMI TIR33 / ISO 11137 und Produktspezifikation.
 The irradiation has been performed in accordance to AAMI TIR33/ ISO 11137 as well as to product specification.

 Dosis
 dose

 Energiedosis laut Auftrag
 dose in accordance with order

 Dosimetrisch ermittelte Dosis
 calculated dose

 Identnummer :
 identification number

min. Dosis:
 minimum dose

17,5 kGy

21,51 kGy

796056

max. Dosis:
 maximum dose

40,0 kGy

31,78 kGy

796057

 Unterbrechungszeit >24 h : Nein
 interruption time over 24 hours

 Anlage : GS3000
 (facility)

 Strahlungsart : Co-60
 (kind of radiation)

 Erstellung und Datenübernahme
 preparation and data transfer

17.06.2020

 Datum und Unterschrift Ersteller
 date and signature originator

 Freigabe des oben genannten Bestrahlungsgutes zur
 Auslieferung Release of specified product for delivery

17.06.2020

 Datum und Unterschrift Qualität
 date and signature quality

Protokollsignatur f21fcc4f593ce83f5818d80a816a5ff4

ACCEPTED

 Alina Karlikowska
 2020-06-19