

PRODUKTDATABLAD

Neglebørste, Polypropylen, autoklaverbar ved 121 rader

Neglebørste fremstillet af Polypropylen

Autoklaverbar ved 121°C



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ingen
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Ingen særlige anvisninger
Holdbarhed:	Ubegrænset
Bortskaffelse vare:	Genbrug/Forbrænding
Bortskaffelse indre emballage:	Genbrug/Forbrænding
Kvalitetsstyringssystem:	DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 13485 Miljø DS/EN ISO 14001 Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001

PRODUKTDATBLAD

Neglebørste, Polypropylen, autoklaverbar ved 121 rader

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6506003	Neglebørste, polypropylen	autoklaverbar ved 121 grader	pk. a 10 stk.	407500