



PRODUKTDATABLAD

CONTOUR® teststrimler



CONTOUR® teststrimler er designet til nemt at suge blodet ind via spidsen af teststrimlen. Bruger lille blodmængde på 0,6 µL.

CONTOUR® system til måling af blodsukker er enkelt at anvende og leverer nøjagtige resultater.

Teststrimlerne skal opbevares i den originale beholder. Luk altid låget helt til, så snart du har taget en teststrimmel ud.



Vare nr.	Varebeskrivelse	Indhold
84633313	CONTOUR® teststrimler	50 stk.

Ascensia Diabetes Care Denmark ApS, Amager Strandvej 390, Tlf. 42 82 80 00

CE klassifikation:

Ja/ IVDD List B, 2797

Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:

Ja

Kodes/kalibreres:

Nej

Måleområde:

0,6 - 33,3 mmol/L

Blodmængde:

0,6 µL

Blodet suges fra:

Spidsen af teststrimmel

Måletid:

5 sekunder

Måling foretages ved temperatur:

+5°C til +45°C

Genopfyldning af teststrimler:

Nej

Genanvendelse:

Nej, må ikke genbruges

Anvendes med:

CONTOUR® blodsukkerapparat

Teststrimlers holdbarhed fra produktion:

2 år

Holdbarhed af teststrimler fra åbning:

Til udløbsdato på beholderen

Opbevaring:

I den originale beholder. Luk altid låget helt

Opbevaringstemperatur:

Opbevares ved temperaturer mellem 9°C og +30°C

Dansk mærkning på emballagen:

Ja

Dansk brugsanvisning:

Ja

Garanti:

Nej

PVC/ftalater:

Nej

Latex:

Nej

Steril vare/metode:

Nej

Bortskaffelse:

Se indlægsseddel

Batchnummer:

Ja