



PRODUKTDATABLAD

MICROLET® lancetter



Farvede MICROLET® lancetter er silikonerede for en mere nænsom prik. Lancetterne er 28 G i tykkelsen, så de er skånsomme, også mod følsom hud.

MICROLET® lancetterne kommer i pakker på 200 stk. med syv forskellige farver. Lancetterne er beregnet til engangsbrug, og det anbefales at skifte lancetten efter hver blodprøve. De forskellige farver kan hjælpe dig med at huske at skifte lancetten hver gang. Lancetterne anvendes sammen med MICROLET®NEXT fingerprikker.



Vare nr.	Varebeskrivelse	Indhold
80937483	MICROLET® lancetter	200 stk.

CE klassifikation:

Ja/MDR class IIa

Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:

Ja

Kodes/kalibreres:

Nej

Genanvendelse:

Nej, må ikke genbruges

Anvendes med:

MICROLET®NEXT fingerprikker

Dansk mærkning på emballagen:

Ja

Dansk brugsanvisning:

Ja

Garanti:

Nej

PVC/ftalater:

Nej

Latex:

Nej

Steril vare/metode:

Ja

Bortskaffelse:

Se indlægsseddel